

## Désignation

- Etalon mono élément ICP-MS - Cuivre - CLARITAS PPT® - Concentration 1 000 µg/ml - Matrice 2 % acide nitrique
- CLCU2-2Y-SPX

Unité de vente : 125 ml



- Fabriqué avec de l'acide et de l'eau ASTM Type I
- Composés inorganiques et métaux d'une pureté de 99,99 % à 99,9999 %
- Accrédité par A2LA selon ISO/IEC 17025:2017 et ISO 17034:2016
- Certifié par DQS selon ISO 9001:2015
- 1 000 ppm de cuivre dans une matrice HNO<sub>3</sub> à 2 %
- Flacon de 125 ml

