

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|-------------------|
| Référence | CLGE9-1AY-SPX |
| Désignation | Etalon / standard |

Description :

- ✓ Etalon Claritas PPT germanium 10µg/ml pour ICP-MS dans eau (trace de fluor)
- ✓ Étalon monoélément pour ICP-MS
- ✓ Fabriqués avec un acide et de l'eau ASTM Type I
- ✓ Composés inorganiques et métaux d'une pureté de 99,99 % à 99,9999 %
- ✓ Directement traçables au NIST (quand possible)
- ✓ Certifié par DQS selon ISO 9001:2015
- ✓ Accrédité par A2LA selon ISO/IEC 17025/2017 et ISO 17034:2016 ICP-MS
Les MRC Claritas PPT® Grade sont conçus pour les analyses ICP et ICP-MS
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Concentration : 10 µg/ml

Unité de vente :

Flacon de 1 pcs
