

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Référence</b>   | CLMS-5-SPX        |
| <b>Désignation</b> | Etalon / standard |

---

### Description :

- ✓ Claritas ppt grade icp-ms multi-element solution 5, 10µg/ml 125ml
- ✓ Etalon pour ICP-MS
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Concentration : 10 µg/ml

### Unité de vente :

Flacon de 125 ml

---