

# Réactif de Fehling solution B RS-Pour la détection du glucose ML 500

<b>Code produit</b>	E449936
<b>Volume</b>	ML 500
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Pour la détection du glucose
<b>CAS N.</b>	
<b>Molécule</b>	Réactif de Fehling solution B
<b>Spécifications</b>	449930
<b>Msds</b>	447