

## Réactif de Hanus RS-Pour la détection de l'index iodique 1 l

<b>Code produit</b>	E454872
<b>Volume</b>	1 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Pour la détection de l'index iodique
<b>CAS N.</b>	
<b>Molécule</b>	Réactif de Hanus
<b>Spécifications</b>	454870
<b>Msds</b>	451