

## Potassium hydroxyde 38% (40°Bé) RPE-Pour analyse 1L

<b>Code produit</b>	E472151
<b>Volume</b>	1L
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	RPE-Pour analyse
<b>CAS N.</b>	1310-58-3
<b>Molécule</b>	Potassium hydroxyde 38% (40°Bé)
<b>Spécifications</b>	472150
<b>Msds</b>	230