

## Rouge de phénol en solution à 0,2% dans RPE-Pour analyse ml 250

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Code produit</b>    | E476845                                 |
| <b>Volume</b>          | ml 250                                  |
| <b>Conditionnement</b> | Bouteille en verre                      |
| <b>Unité de vente</b>  | EA                                      |
| <b>Grade</b>           | Qualité Analytique                      |
| <b>Application</b>     | RPE-Pour analyse                        |
| <b>CAS N.</b>          | 143-74-8                                |
| <b>Molécule</b>        | Rouge de phénol en solution à 0,2% dans |
| <b>Spécifications</b>  | 476840                                  |
| <b>Msds</b>            | 740                                     |