

# Violet de gentiane solution phéniquée RS-Pour microscopie ml 250

<b>Code produit</b>	E491651
<b>Volume</b>	ml 250
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Pour microscopie
<b>CAS N.</b>	548-62-9
<b>Molécule</b>	Violet de gentiane solution phéniquée
<b>Spécifications</b>	491650
<b>Msds</b>	753