

## Réactif de Wijs RS-Pour la détection de l'index iodique 1 l

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Code produit</b>    | E491902                                 |
| <b>Volume</b>          | 1 l                                     |
| <b>Conditionnement</b> | Bouteille en verre                      |
| <b>Unité de vente</b>  | EA                                      |
| <b>Grade</b>           | Qualité Spécifique                      |
| <b>Application</b>     | RS-Pour la détection de l'index iodique |
| <b>CAS N.</b>          |   |
| <b>Molécule</b>        | Réactif de Wijs                         |
| <b>Spécifications</b>  | 491900                                  |
| <b>Msds</b>            | 465                                     |