

FICHE TECHNIQUE

Référence	L0476-500
Désignation	MEM ALPHA



Description :

- ✓ Modifié ALPHA
- ✓ Sans ribonucleosides
- ✓ Sans deoxyribonucleosides
- ✓ pH théorique $7,3 \pm 0,3$
- ✓ Couleur orange clair – solution rouge
- ✓ Conditions de stockage $+2^{\circ}\text{C}$ à $+8^{\circ}\text{C}$ dans l'obscurité
- ✓ Durée de vie : 24 mois
- ✓ Volume 500 ml

Unité de vente :

1 Solution MEM ALPHA