

FICHE TECHNIQUE

Référence	L0498-500
Désignation	RPMI 1640 avec Glutamine stable 500 ml

Description :

- ✓ Etat physique à 20°C : liquide
- ✓ Aspect : fluide
- ✓ Coloris : orange
- ✓ Masse volumique à 20°C : 1038 kg/m³
- ✓ Stockage : entre +2°C et +8°C
- ✓ Durée de vie : 24 mois

Unité de vente :

500 ml RPMI 1640 avec Glutamine stable
