



Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) sans Calcium sans Magnésium – L0615

Le DPBS permet le maintien de la physiologie des cellules de mammifères. Il est couramment utilisé comme tampon dans de nombreuses procédures chromatographiques ou dans le comptage cellulaire comme diluant. Le DPBS est également utilisé pour laver les cellules pendant le processus de dissociation.

Cette référence ne contient pas de calcium et de magnésium dans sa composition.

Autres conditionnements disponibles sur demande

Pour vos formulations spéciales, veuillez nous contacter, nous pouvons réaliser vos médias sur demande

Volume

1000 ml

Code produit

L0615

Etat

Liquide

Stockage

Température Ambiante

Conditions d'expédition

Température Ambiante

Durée de conservation

48 mois

Stérilité

Filtré stérilement

DOMINIQUE DUTSCHER SAS