

Désignation

- TRYPSINE 0.25% EDTA HBSS SANS Ca SANS Mg AVEC ROUGE PHENOL

Référence

- L0931-100

Unité de vente : 100 ml

Description

- Trypsine à 0.25 % – EDTA dans du HBSS sans Calcium sans Magnésium avec Rouge de Phénol – L0931
- La trypsine est une enzyme dérivée du pancréas porcin couramment utilisée pour la dissociation des cellules et tissus de mammifères. La concentration de trypsine nécessaire pour séparer les cellules de leur substrat dépend de la sensibilité des cellules.
- Cette référence contient 0.25% de trypsine, EDTA et du rouge de phénol
- Code produit L0931
- Conditions d'expédition Gel pack, Carbo Glace ou Température dirigée
- Etat Congelé
- Durée de conservation 24 mois
- Stockage -18°C à -40°C
- Filtré stérilement
- Application : Culture cellulaire

