

### Désignation

- TRYPSINE-EDTA 1X in PBS SANS CALCIUM SANS MAGNESIUM SANS ROUGE DE PHENOL

### Référence

- L0940-100

Unité de vente : 100 ml

---

### Description

- La trypsine est une enzyme dérivée du pancréas porcine couramment utilisée pour la dissociation des cellules et tissus de mammifères. La concentration de trypsine nécessaire pour séparer les cellules de leur substrat dépend de la sensibilité des cellules.
- Cette référence est prête à l'emploi (1X).
- Code produit L0940
- Conditions d'expédition Gel pack, Carbo Glace ou Température dirigée
- Etat Congelé
- Durée de conservation 24 mois
- Stockage -18°C à -40°C
- Filtré stérilement
- Applications : Culture cellulaire

