

## FICHE TECHNIQUE

## MAGC-ETM

Milieu Amies gel charbon + 1 écouvillon standard tige aluminium bouton viscosse stérile  
COPAN

CODE ARTICLE : 003625

DATE D'EDITION : 05/02/2019 14:21:59



Photo non contractuelle

## INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

### Référence

MAGC-ETM

### Désignation

Milieu Amies gel charbon + 1 écouvillon standard tige aluminium  
bouton viscosse stérile COPAN

### Application

- Transport et conservation des prélèvements microbiologiques pour  
la culture des bactéries aérobies, bactéries anaérobies et bactéries  
exigeantes

## FICHE TECHNIQUE

## MAGC-ETM

Milieu Amies gel charbon + 1 écouvillon standard tige aluminium bouton viscosse stérile  
 COPAN

CODE ARTICLE : 003625

DATE D'EDITION : 05/02/2019 14:21:59

### Réglementation

Marquage CE conformément à la Directive 93/42/CE modifiée par la 2007/47 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux. Classe IIa

### Conditionnement

**Carton (nombre de pièces)** 500

**Minimum de vente (nombre de pièces)** 50

### Descriptif du produit

Type d'écouvillon	Standard
Tige	Simple
Matière de la tige	Aluminium
Partie sécable	Non
Matière de l'embout	Viscosse/Rayonne
Type de l'embout	Classique
Site de prélèvement	Urètre Œil - Oreille Pédiatrie
Longueur totale de l'écouvillon (en mm)	150,0
Type de milieu	Standard
Nom du milieu	Amies charbon
Etat du milieu	Gel
Volume de milieu (en ml)	5,0
Composition du milieu	- Chlorure de sodium (3g), potassium (0,2g), calcium (0,1g), magnésium (0,1g) - Phosphate monopotassique (0,2g) - Phosphate disodique (1,15g) - Thioglycolate de sodium (1,0g) - Agar bactériologique (7,5g) - Charbon (10g) - Eau distillée (1L) - pH final = 7,2 +/- 0,3 à 25°C
Couleur du bouchon	Orange

## FICHE TECHNIQUE

## MAGC-ETM

Milieu Amies gel charbon + 1 écouvillon standard tige aluminium bouton viscosse stérile  
 COPAN

CODE ARTICLE : 003625

DATE D'EDITION : 05/02/2019 14:21:59

<b>Durée maximum de transport</b>	24h
<b>Niveau de stérilité</b>	Stérile
<b>Emballage</b>	Sachet pelable unitaire
<b>Autres caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tube VENTURI en polypropylène translucide scellé par une étiquette de sécurité garantissant l'intégrité de la stérilité avant utilisation</li> <li>- Bouchon rentrant type « col de cygne » Orange</li> <li>- Milieu gélose charbon : Recommandés pour les germes délicats, De nombreuses bactéries survivent en milieu gélosé, Barrière efficace contre la pénétration de l'oxygène, Protection thermique efficace</li> </ul>

### Traçabilité

<b>Présence d'un numéro de lot</b>	Oui
<b>Présence d'une date de péremption</b>	Oui
<b>Durée de vie (en mois)</b>	20

## INFORMATIONS SUR LA PRODUCTION

<b>Nom du fabricant ou du fournisseur</b>	COPAN ITALIA S.p.A.
<b>Référence du fournisseur</b>	116C.USE
<b>Pays d'origine</b>	ITALIE