

Désignation

- Bouchons TPE en barrette

Référence

- M53027

Unité de vente : 960



Description

- Bouchons en barrette pour 8 tubes
- Bouchon préformé pour perçage
- Compatibles avec les tubes au format 96 puits
- Matériau Thermoplastique Élastomère
- Hauteur du capuchon 4,8 mm
- Résistance chimique +++
- Coloris Naturel
- Plage de température -80°C à +100°C
- Exempt de toute contamination détectable par la RNase ou la DNase et le niveau d'endotoxines du matériel de laboratoire produit et emballé est limité à un minimum acceptable (< 0,01 UE/ml)
- Non stérile
- Usage unique
- Conditionnement : 120/boîte

