

### Désignation

- Tube de stockage Micronic 1,4 ml  
présentation Comorack de 96 tubes

### Référence

- MP22501

Unité de vente : 960



---

### Description

- Microtubes sur racks à capuchon septum vissant.
- Racks Comorack en polycarbonate
- Volume du tube 1,4 ml
- Avec bouchon
- Couvercle avec verrou
- Fond rond (U)
- Matériau Polypropylène de haute pureté
- Volume de travail (+21°C) 1,14 ml
- Hauteur du tube dans le rack 46,5 mm (sans couvercle)
- Résistance Solvants chimiques
- Plage de température -80°C à +100°C
- Avec code 2D Datamatrix ou Traxis, encrypté dans le fond du tube, non attaqué par les solvants ou durant le transport

