

FICHE TECHNIQUE

Référence	MP82605
Désignation	Barette 8 bouchons tube micronic



Description :

- ✓ Pratiques pour fermer solidement vos tubes de stockage d'échantillons au format 96 puits. Les bouchons sont fabriqués en éthylène-acétate de vinyle pour préserver l'intégrité des échantillons à long terme.
- ✓ Conformes aux réglementations agroalimentaires nord-américaines et européennes.
- ✓ Compatibles avec les tubes au format 96 puits Micronic (0,50 ml ; 0,75 ml ; 1,10 ml ; 1,40 ml ; 2,00 ml et 2,50 ml)
- ✓ Résistent aux solvants chimiques.
- ✓ Produits dans une salle propre de classe 7 et sont certifiés sans ARNase, ADNase ni pyrogène.

Caractéristiques techniques :

- ✓ Matériau : éthylène-acétate de vinyle
- ✓ Hauteur des bouchons : 5.88 mm
- ✓ Gamme de température : -40 °C à +80 °C

Unité de vente :

1000 Bouchons
