

FICHE TECHNIQUE

Référence	NA931-100UL
Désignation	Mouse Igg Hrp Linked Whole Ab

Description :

- ✓ Amersham ECL Mouse IgG, Ab entier lié à HRP (de mouton)
- ✓ Application : Western blot
- ✓ Couleur : Marron (clair)
- ✓ Composants L'anticorps conjugué à la peroxydase de raifort est fourni dans une solution saline tamponnée au phosphate (phosphate de sodium 0,1 M, NaCl 0,1 M) pH 7,5, contenant 1 % (p/v) d'albumine de sérum bovin et un agent antimicrobien
- ✓ Durée de conservation estimée à partir de la date de fabrication : 12 mois
- ✓ Conseils : Le produit est fourni avec des directives de dilution pour les applications pertinentes
- ✓ Solubilité : Soluble dans l'eau froide et l'eau chaude
- ✓ Origine : Mouton
- ✓ Conditions de stockage 2 - 8°C
- ✓ Numéro de pièce mouillé IgG de souris immunogène
- ✓ Forme d'anticorps Whole Ab
- ✓ Conditionnement 100 µl

Unité de vente :

1 Mouse Igg Hrp Linked Whole Ab
