

## Acide trifluoroacétique RS-SPECTROSOL 2,5 l

<b>Code produit</b>	P0082747
<b>Volume</b>	2,5 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre protege
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Specifique
<b>Application</b>	RS-SPECTROSOL
<b>CAS N.</b>	76-05-1
<b>Molécule</b>	Acide trifluoroacétique
<b>Spécifications</b>	P00827
<b>Msds</b>	490