

## Désignation

- Penicilline-streptomycine-amphotericine mix 10,000 U/ml

## Référence

- P06-07300

Unité de vente : 100ml



- 
- « Mélange pénicilline-streptomycine/amphotéricine B, 10 000 U/ml de pénicilline, 10 mg/ml de streptomycine, 25 µg/ml d'amphotéricine B dans une solution saline à 0,85 % »
  - Bien que la culture cellulaire doive se faire sans antibiotiques ni antifongiques, les milieux de culture cellulaire constituent un terreau fertile pour la culture cellulaire, mais aussi pour de nombreux contaminants, tels que les bactéries et les champignons. Dans certains cas, l'ajout d'antibiotiques est nécessaire (pour des lignées cellulaires uniques ou pour éliminer une contamination existante).
  - Référence produit : P06-07300
  - Conservation à : -20 °C
  - Congelé : Oui
  - Code SH : 29419000
  - Stérile : Oui
  - Liquide/Poudre : Liquide
  - Catégorie de produit : Antibiotiques et antifongiques
  - Type de produit : Pénicilline-Streptomycine-Amphotéricine B
  - Contenance : 100 ml
  - Stérile : Oui
  - Conservation à : -20 °C