

Désignation

- BSA fraction V 30% solution

Référence

- P06-1403020

Unité de vente : 20 ml



Description

- Albumine de sérum bovin (BSA)
- Numéro CAS : 9048-46-8
- Les albumines servent de protéines additives pour les cultures de tissus. Ils sont le principal composant protéique du sérum et sont ajoutés aux milieux de culture cellulaire pour augmenter la stabilité des membranes cellulaires et pour lier des éléments éventuellement toxiques.
- Haute pureté > 99 %
- Variation minimale d'un lot à l'autre
- Contrôle rigoureux des matières premières Risque minimal d'ESB/EST
- Origine américaine
- Taille des pores du filtre : 0,2 µm
- Forme : liquide
- Stérile : Oui
- Température de stockage : -20°C

