

Désignation

- Cryopan milieu cryoconservation sans sérum 50ml

Référence

- P07-92050

Unité de vente : 50 ml



-
- Référence fabricant : P07-92050
 - Conservation à : -20 °C
 - Congelé : Oui
 - Code SH : 38210000
 - Stérile : Oui
 - Liquide/Poudre : Liquide
 - Catégorie de produit : Cryoconservation
 - Format : 50 ml
 - Stérile : Oui
 - Conservation à : -20 °C
 - Cryopan I est un milieu de congélation sans sérum pour la cryoconservation des cellules dans une cuve de stockage d'azote ou un congélateur ultra-basse température (< -150 °C). Il contient 10 % de DMSO.