

Désignation

- Fbs good eu approved defined fbs

Référence

- P40-37500

Unité de vente : 500 ml




FBS Good est un sérum spécialement traité. Le sérum de lots sélectionnés est filtré et séparé en composants individuels par une méthode chromatographique sophistiquée. Les composants favorisant la croissance contenus dans le sérum sont ensuite combinés et reconstitués selon un processus défini. L'objectif était de produire un sérum naturellement défini, doté d'une propriété favorisant la croissance durable et d'une sécurité accrue. Comparé au sérum foetal bovin conventionnel, FBS Good s'est avéré soutenir et favoriser la croissance cellulaire de nombreux types cellulaires aussi bien, voire mieux.

Composition

FBS Good contient uniquement du sérum de la plus haute qualité provenant de pays définis, comme spécifié. Il n'est ni mélangé ni amélioré par l'ajout de facteurs de croissance ou de protéines.

Avantages de FBS Good

- Propriétés de croissance reproductibles
- NOUVEAU produit innovant
- Très faible taux d'endotoxines
- Convient à une grande variété de cellules
- Contrôle qualité continu



Mode d'emploi

FBS Good doit être décongelé entre 2 et 8 °C (par exemple, pendant la nuit). Pour gagner du temps, il est également possible de le décongeler dans des conditions contrôlées au bain-marie à 37 °C, en mélangeant délicatement le contenu de temps à autre. Dans ce cas, il est important d'observer attentivement le processus de décongélation et d'arrêter lorsqu'une petite quantité de glace est encore présente dans le sérum. Après décongélation, le sérum doit être bien mélangé afin d'obtenir une répartition uniforme des protéines et des facteurs de croissance (ne pas agiter pour éviter la formation de mousse). Le sérum décongelé peut être conservé jusqu'à quatre semaines entre 2 et 8 °C, ou recongelé en plus petites quantités pour une utilisation ultérieure.