

## Tampon ammoniacal pH10 RS - Pour analyse 5 l

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Code produit</b>    | PS0194/22              |
| <b>Volume</b>          | 5 l                    |
| <b>Conditionnement</b> | Bidon plastique        |
| <b>Unité de vente</b>  | EA                     |
| <b>Grade</b>           | Qualité Spécifique     |
| <b>Application</b>     | RS - Pour analyse      |
| <b>CAS N.</b>          |                        |
| <b>Molécule</b>        | Tampon ammoniacal pH10 |
| <b>Spécifications</b>  | PS0194.                |
| <b>Msds</b>            | 6213                   |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS