

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	PS0740-95-CER
<b>Désignation</b>	Tampon pH

---

### Description :

- ✓ Tampon phosphate ph 7.4 rs pour analyse 5l; grade analytique
- ✓ Grade analytique
- ✓ Certificat d'analyses fourni sur demande
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 7,4
- ✓ Densité : 1,01204 g/ml

### Unité de vente :

5 l

---