

## Butane-1-ol RS-Anhydre-Pour analyse 1 l

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Code produit</b>    | P0171016                |
| <b>Volume</b>          | 1 l                     |
| <b>Conditionnement</b> | Bouteille en verre      |
| <b>Unité de vente</b>  | EA                      |
| <b>Grade</b>           | Qualité Spécifique      |
| <b>Application</b>     | RS-Anhydre-Pour analyse |
| <b>CAS N.</b>          | 71-36-3                 |
| <b>Molécule</b>        | Butane-1-ol             |
| <b>Spécifications</b>  | P01710                  |
| <b>Msds</b>            | 50                      |