

## Dichlorométhane RS - AnhydRE - Pour analyse-Stabilisé à l'éthanol 200 ml

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Code produit</b>    | P02910E10                                         |
| <b>Volume</b>          | 200 ml                                            |
| <b>Conditionnement</b> | Flacon avec septum                                |
| <b>Unité de vente</b>  | EA                                                |
| <b>Grade</b>           | Qualité Spécifique                                |
| <b>Application</b>     | RS - AnhydRE - Pour analyse-Stabilisé à l'éthanol |
| <b>CAS N.</b>          | 75-09-2                                           |
| <b>Molécule</b>        | Dichlorométhane                                   |
| <b>Spécifications</b>  | P02910E                                           |
| <b>Msds</b>            | 82                                                |

DOMINIQUE DUTSCHER SAS