

## Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
P04-16516	RPMI 1640 SANS L-GLUTAMINE, PHENOL RED AVEC 2.0 g/L NaHCO3 500ml	Pan Biotech

### Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

### Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué avec 30% d'énergie renouvelable. Pour les eaux WFI, Pan Biotech utilise le procédé d'osmose inverse, puis l'électrodéionisation et l'ultrafiltration au lieu de la distillation. Cela consomme moins d'énergie et s'avère plus efficace.

*This product is manufactured with 30% renewable energy. The WFI production uses Reverse Osmosis followed by Electrodeionisation and Ultrafiltration instead of destillation. This process consumes less energy and is more efficient.*

### Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est en carton à poignées en fibres végétales. Pan Biotech propose de gros volumes de certains produits pour réduire le plastique (jusqu'à 70% de réduction pour 1L de produit) et récupère les bouteilles vides de milieux de culture pour recyclage.

*The product packaging is made of cartons with handles made from gras fibres. Pan Biotech offers larger volumes of standard products to reduce the amount of PET (up to 70% for 1L). Empty PET cell culture media bottles can be returned to Pan Biotech for recycling.*

### Expédition / *Shipping*

Le produit est fabriqué en Allemagne.

*The product is manufactured in Germany.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Pan Biotech](#)

Dominique Dutscher SAS  
2C, rue de Bruxelles – 67170 BERNOLSHEIM  
Tél. 03 88 59 33 90 – Fax. 03 88 59 33 99

[www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)

 **Dutscher**

Version n°	1
Date d'édition	05/02/2024