

## Notation produit / Product Rating

Référence / Part number	Désignation / Designation	Marque / Brand
P04-18050	RPMI 1640 AVEC GLUTAMINE STABLE, 25mM HEPES ET 2.0g/L NaHCO3 500ml	Pan Biotech

### Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

### Fabrication / Production

Ce produit est fabriqué avec 30% d'énergie renouvelable. Pour les eaux WFI, Pan Biotech utilise le procédé d'osmose inverse, puis l'électrodéionisation et l'ultrafiltration au lieu de la distillation. Cela consomme moins d'énergie et s'avère plus efficace.

*This product is manufactured with 30% renewable energy. The WFI production uses Reverse Osmosis followed by Electrodeionisation and Ultrafiltration instead of destillation. This process consumes less energy and is more efficient.*

### Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est en carton à poignées en fibres végétales. Pan Biotech propose de gros volumes de certains produits pour réduire le plastique (jusqu'à 70% de réduction pour 1L de produit) et récupère les bouteilles vides de milieux de culture pour recyclage.

*The product packaging is made of cartons with handles made from grass fibres. Pan Biotech offers larger volumes of standard products to reduce the amount of PET (up to 70% for 1L). Empty PET cell culture media bottles can be returned to Pan Biotech for recycling.*

### Expédition / Shipping

Le produit est fabriqué en Allemagne.

*The product is manufactured in Germany.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Pan Biotech](#)

Dominique Dutscher SAS  
2C, rue de Bruxelles – 67170 BERNOLSHEIM  
Tél. 03 88 59 33 90 – Fax. 03 88 59 33 99

[www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)

 **Dutscher**

Version n°	1
Date d'édition	05/02/2024