

FICHE TECHNIQUE

Référence	P04-25050
Désignation	BME avec sels de EARLE'S



Description :

BME avec sels de EARLE'S (EBSS) - Milieux liquides - Sans L-Glutamine avec 2,2 g/l NaHCO₃ - 500 ml

Certificats :

- ✓ Analyses
- ✓ Stérile

Caractéristiques spécifiques :

- ✓ Produit liquide
- ✓ Teneur en endotoxines non spécifiée
- ✓ avec bicarbonate de sodium
- ✓ Avec Glucose
- ✓ Sans glutamine
- ✓ Sans HEPES
- ✓ Avec Rouge de phénol
- ✓ Sans Pyruvate de sodium
- ✓ Température de stockage : +2°C - +8°C

Unité de vente :

1 Flacon