

FICHE TECHNIQUE

Référence	P04-53500
Désignation	DPBS 10X sans CA et MG, sans NaHCO ₃



Description :

- ✓ Forme : liquide
- ✓ Stérile
- ✓ Volume : 500ml
- ✓ L'objectif principal des solutions salines tamponnées est de maintenir le pH et l'osmolarité dans les applications de culture cellulaire ainsi que de fournir des ions inorganiques essentiels. Ces solutions sont couramment utilisées pour laver les tissus et les cellules. Ils sont souvent associés à d'autres agents dans le traitement des cellules et des tissus.

Unité de vente :

500 ml DPBS