

# FICHE TECHNIQUE

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Référence</b>   | P05-01100P            |
| <b>Désignation</b> | Hepes sel sodium 100g |



## Description :

Hepes sel sodium 100g

Type de produit : HEPES

## Certificats :

- ✓ Analyses
- ✓ Non stérile

## Caractéristiques spécifiques :

- ✓ Produit en poudre
- ✓ Température de stockage : + 2°C - + 8°C

## Unité de vente :

1 Pot