

Désignation

- AMPHOTERICINE B 250 µG/ML (FUNGIZONE)

Référence

- P06-01100

Unité de vente : 100 ml



Description

- Amphotéricine B, 250 µg/ml
- Fabricant : PAN-Biotech
- Même si les cellules doivent être cultivées sans ajout d'antibiotiques ou de médicaments antifongiques, les milieux de culture cellulaire constituent non seulement un terrain fertile pour votre culture cellulaire, mais également pour de nombreux contaminants, tels que les bactéries et les champignons. Dans certains cas, l'ajout d'antibiotiques est nécessaire (pour des lignées cellulaires uniques ou pour éliminer une contamination déjà existante).
- Liquide
- Catégorie de produit : Antibiotiques et médicaments antifongiques
- Type de produit : Amphotéricine B
- Format : 100 ml
- Stérile
- Température de stockage : -20°C

