

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	P07-90050
<b>Désignation</b>	Freezing medium prêt à l'emploi



### Description :

- ✓ Milieu de congélation
- ✓ Sur base de DMEM supplémentée de SVF + DMSO
- ✓ Facilite la survie des cellules pendant et après congélation et permet un taux de croissance important après congélation
- ✓ Températures de stockage : -20°C
- ✓ Volume : 50 ml

### Unité de vente :

1 Flacon de Freezing medium prêt à l'emploi