

# Tétrahydrofuranne RS-Anhydre-Pour analyse-Stabilisé au BHT 1 l

<b>Code produit</b>	P07010T16
<b>Volume</b>	1 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Spécifique
<b>Application</b>	RS-Anhydre-Pour analyse-Stabilisé au BHT
<b>CAS N.</b>	109-99-9
<b>Molécule</b>	Tétrahydrofuranne
<b>Spécifications</b>	P07010T
<b>Msds</b>	236