

## Gel de silice 60A RS-Pour chromatographie 5kg

<b>Code produit</b>	P2100027
<b>Volume</b>	5kg
<b>Conditionnement</b>	Seau en metal
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Specifique
<b>Application</b>	RS-Pour chromatographie
<b>CAS N.</b>	7631-86-9
<b>Molécule</b>	Gel de silice 60A
<b>Spécifications</b>	P21000
<b>Msds</b>	217