

## Acide chlorhydrique 5 mol-l (5N) PA-PUREX- Pour analyse 1 l

<b>Code produit</b>	P3160015
<b>Volume</b>	1 l
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en plastique
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Qualité Analytique
<b>Application</b>	PA-PUREX- Pour analyse
<b>CAS N.</b>	7647-01-0
<b>Molécule</b>	Acide chlorhydrique 5 mol-l (5N)
<b>Spécifications</b>	P31600.
<b>Msds</b>	815