

FICHE TECHNIQUE

Référence	P6154-10GR
Désignation	BSA lyophilisé pH~7 - 10g



Description :

- ✓ Albumine de sérum bovin lyophilisée pH~7
- ✓ Pureté (électrophorèse capillaire) : $\geq 97\%$
- ✓ PH : 6,5 – 7,5
- ✓ Conditions de stockage : Conserver la poudre sèche entre +2°C et +8°C, à l'abri de la lumière
- ✓ Non stérile
- ✓ Etat : Poudre (flocons)
- ✓ Stockage : +2/+8°C
- ✓ Durée de conservation : 36 mois

Unité de vente :

10g BSA lyophilisé