

## **N,N'-Diméthylpropylène urée PS-Puro- Pour synthèse ML 500**

<b>Code produit</b>	P8020218
<b>Volume</b>	ML 500
<b>Conditionnement</b>	Bouteille en verre
<b>Unité de vente</b>	EA
<b>Grade</b>	Grade Technique
<b>Application</b>	PS-Puro- Pour synthèse
<b>CAS N.</b>	7226-23-5
<b>Molécule</b>	N,N'-Diméthylpropylène urée
<b>Spécifications</b>	P80202
<b>Msds</b>	2285