

FICHE TECHNIQUE

Référence	P9990218-CER
Désignation	Réactif pour analyse

Description :

- ✓ 4-méthyl-tétrahydro-pyrane ps 500ml; produit haute qualité
- ✓ Produit haute qualité
- ✓ Pour usage laboratoire
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 6,4
- ✓ Pureté : $\geq 99,0$ %
- ✓ Densité : 0.855 - 0.865 g/ml
- ✓ Masse moléculaire : 100,16g
- ✓ Numéro de CAS : 4717-96-8

Unité de vente :

500 ml
