

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	P9990221-CER
<b>Désignation</b>	Réactif pour analyse

---

### Description :

- ✓ 4-méthyl-tétrahydro-pyrane ps 2.5l; produit haute qualité
- ✓ Produit haute qualité
- ✓ Pour usage laboratoire
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Température de stockage : ambiante
- ✓ Température de transport : ambiante
- ✓ Gamme de pH : 6,4
- ✓ Pureté :  $\geq 99,0$  %
- ✓ Densité : 0.855 - 0.865 g/ml
- ✓ Masse moléculaire : 100,16g
- ✓ Numéro de CAS : 4717-96-8

### Unité de vente :

2,5 l

---