

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	QC-21-500-SPX
<b>Désignation</b>	Etalon / standard

---

### Description :

- ✓ Etalon contrôle qualité grade assurance multiéléments (Antimoine / Arsenic / Beryllium / Cadmium / Calcium / Chromium / Cobalt / Cuivre / Fer / Plomb / Lithium / Magnésium / Manganèse / Molybdène / Nickel / Selenium / Strontium / Thallium / Titane /
- ✓ Utilisées pour vérifier la courbe standard, la procédure de correction inter-éléments et les autres interférences spectrales
- ✓ Ces étalons sont transportés tout au long de l'opération analytique de la méthode
- ✓ Si la concentration déterminée n'est pas à +/- 5% de 1 µg/mL, la performance du laboratoire est inacceptable
- ✓ La source du problème doit être identifiée et corrigée avant de poursuivre l'analyse
- ✓ Forme : liquide
- ✓ Prêt à l'emploi

### Unité de vente :

Flacon de 500 ml

---