



FICHE TECHNIQUE

NOM DU PRODUIT	HYBOND N+
REFERENCE	25006563 (RPN303B)
CONDITIONNEMENT	Rouleau 30 cm x 3 m

CHARACTERISTIQUE TECHNIQUES

DESCRIPTION DU PRODUIT	membrane pour blotting en Nylon , chargée positivement
APPLICATIONS	Blotting des acides nucleiques et microarray, pour emploi avec systèmes de detection radioactives, chemiluminescents ou chemifluorescents , pas appropriée pour blotting et fixation alkalines
POROSITE'	0.45 um
CAPACITE' DE LIAISON	jusqu'à 600 µg/cm ²
DIM. DES ACIDES NUCLEIQUES	> 50 bp