

FICHE TECHNIQUE

Référence	RPN303B
Désignation	Membranes de blotting



Description :

- ✓ En nylon chargé positivement, polyvalent
- ✓ Pour le blotting d'acides nucléiques
- ✓ Capacité de fixation 600 µg/cm²
- ✓ Pour détection par radioactivité, chemiluminescence, chemifluorescence
- ✓ Dimensions : 30 cm x 3 m
- ✓ Porosité : 0,45 µm

Unité de vente :

1 Rouleau de 3 m
