


FICHE TECHNIQUE

Référence	RPN8512
Désignation	Kit Nucleon



Formation of semi-solid stratum after addition of Nucleon resin and chloroform.

Description :

- ✓ Kit développé pour une extraction rapide (30 min) et efficace de l'ADN génomique de haut poids moléculaire à partir de sang et de culture cellulaire
- ✓ 50 preps de 10 ml de sang total ou de culture cellulaire (50 x 10 ml d'extraction), pour la version Nucleon BACC3
- ✓ Extraction sur un système de séparation de phase organique/phase aqueuse

Unité de vente :

1 Kit