

Désignation

- Sérum de veau nouveau-né

Référence

- S0750-100

Unité de vente : 100 ml

Description

- Le sérum de veau nouveau-né est dérivé de sang total coagulé prélevé sur des veaux âgés de moins de 20 jours. Le sang est centrifugé et le sérum est recueilli et filtré à 0,2µm.
- Chaque lot fabriqué est rigoureusement contrôlé, depuis la collecte du sérum et à toutes les étapes de son traitement et de sa production jusqu'au conditionnement final dans nos locaux. Tous les lots sont testés pour les niveaux d'endotoxine et de mycoplasme, les tests de virus spécifiques (BVD), les taux d'hémoglobine et de protéines totales.
- Origine : Nouvelle-Zélande, Amérique centrale, Europe
- Le sérum est collecté et traité en accord avec la réglementation européenne.
- Conditions d'expédition Gel pack, Carbo Glace ou Température dirigée
- Etat Congelé
- Durée de conservation : 60 mois
- Stockage -18°C à -40°C
- Filtré stérilement
- Applications : Culture cellulaire, Réactif bloquant pour analyses biochimiques

