

Désignation

- Eau grade biologie moléculaire stérile
- Référence : SH30538.01

Unité de vente : 100 ml



Description

- Pour les applications critiques impliquant des nucléotides tels que l'ARN et l'ADN
- Eau de qualité biologique moléculaire HyClone sans nucléase, ne contenant pas de DEPC ou d'autres produits chimiques cancérigènes
- Niveaux significativement bas d'endotoxines.
- Certifié pour n'avoir aucune activité détectable dans les dosages de DNase, RNase et protéase.
- La limite maximale autorisée d'endotoxine est de 0,05 EU/mL.
- Fabriqué selon des procédés certifiés ISO 9001 et ISO 13485.
- Le processus de purification d'eau HyClone HyPure Molecular Biology Grade comprend la désionisation continue, l'osmose inverse, le traitement par la lumière ultraviolette, la distillation et la filtration à 0,1 μm .

