

FICHE TECHNIQUE

Référence	SH30538.02
Désignation	Eau grade biologie moléculaire stérile 500 ml

Description :

- ✓ DNase, RNase et protéase free (aucune activité dans les limites de détectabilité du test)
- ✓ Désionisée
- ✓ Distillée
- ✓ Stérilisée par filtration à 0,1 µm
- ✓ Températures de stockage : T°C min 2°C – T°C max 8°C
- ✓ Volume 500 ml

Unité de vente :

1 Eau grade biologie moléculaire stérile 500 ml
