

Désignation

- Eau grade biologie moleculaire stérile

Référence

- SH30538.03

Unité de vente : 1000 ml



Texte source

- Eau HyClone HyPure, qualité biologie moléculaire
- Pour les applications critiques impliquant des nucléotides tels que l'ARN et l'ADN, utilisez de l'eau de qualité biologie moléculaire HyClone sans nucléases, ne contenant pas de DEPC ou d'autres produits chimiques cancérigènes.
- Niveaux significativement faibles d'endotoxines.
- Certifié sans activité détectable dans les tests de DNase, RNase et protéase.
- La limite maximale autorisée d'endotoxine est de 0,05 UE/mL.
- Fabriqué selon des processus certifiés ISO 9001 et ISO 13485.
- Le processus de purification de l'eau HyClone HyPure Molecular Biology Grade comprend la désionisation continue, l'osmose inverse, le traitement par la lumière ultraviolette, la distillation et la filtration à 0,1 µm.

